

Nouveau!

Intensiv HygienicTray HT3000

Développé par des dentistes pour des dentistes

Plateau à instruments en acier spécial résistant et de grande qualité pour la mise à disposition de tous les instruments rotatifs pour la routine de traitement

Intensiv HygienicTray HT100

- Le couvercle replié sert de socle pendant le traitement
- Accès aux instruments ergonomique grâce à une position du tray haute et inclinée



Réf. HT100*

Intensiv HygienicTray HT200


- Accès aux instruments ergonomique sur tray autonome



Réf. HT200*

Intensiv HygienicTray HT300

- Tray à instruments en place lors du traitement
- Accès aux instruments ergonomique grâce à une position du tray basse et inclinée



Réf. HT300*

Indications

- Organisation des instruments de routine pour tous les protocoles de traitement standards
- Support pour les instruments durant le processus de stérilisation
- Conservation des instruments rotatifs

Avantages

- Organisation et mise à disposition de l'ensemble des instruments rotatifs de routine
- Prise facile des instruments grâce à la position décalée
- Hygiène complète, exempt de fissures et de sillons difficilement accessibles et démontable en deux pièces détachées
- Acier spécial résistant de façon durable et entièrement stérilisable



Réf. HT3000*

*Livré sans instruments rotatifs