

# Intensiv ProxoContour<sup>Pat. 699 819</sup>

Testé cliniquement par l'Université de Zurich, Suisse

**Nouveau!**

**Un strip métallique unique, diamanté sur un seul côté, avec deux granulométries, et avec prises ergonomiques pour le contourage et la finition des surfaces proximales des restaurations esthétiques**

## Avantages

- Contourage manuel efficace de la morphologie proximale de l'obturation
- Finition des surfaces égratignées en une seule opération
- Strip court pour un meilleur appui des doigts pendant le traitement
- Aucun risque de blessure de tissu délicat (coupure des lèvres et des joues)
- Stérilisable et réutilisable

Le strip métallique Intensiv ProxoContour est diamanté sur une seul côté avec une granulométrie de 60 µm (marron) pour le contourage et de 40 µm (rouge) pour la finition. La hauteur du strip de 2,5 millimètres permet d'appliquer le strip de façon sûre au-dessous de la zone de contact. La zone non diamantée entre les parties travaillantes garantit le respect absolu du point de contact.

## Indications

- Contourage et finition des restaurations esthétiques dans la zone proximale
- Retrait des surplus et débordements sur les surfaces des restauration proximales



Images cliniques:  
Dr. Simona Giani, Varese, Italie



Paquet de 6 strips  
Réf. PXC6040/6

