

# Intensiv ProxoStrip Pat. pend. 2007 0219/07

Ein einzigartiger, diamantierter Metallstrip zur finalen Glättung approximaler Flächen. Praktisch, schnell, ergonomisch!

- **Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang**
- **Ergonomischer Griff für eine einfache, sichere Anwendung**
- **Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger (Hypomochlion) während der Behandlung**
- **Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen**
- **Sterilisierbar, Mehrfachverwendung**

Intensiv ProxoStrip ist ein einzigartiger diamantierter Metallstrip mit zwei Arbeitsfeldern in den Körnungen 40µm (rot) bzw. 15µm (gelb) und griffsicheren, perforierten Stripenden. Die Striphöhe von 2,5 mm sowie die freie Zone zwischen den Arbeitsfeldern erhält den vorhandenen Kontaktpunkt.

## Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern im Interdentalraum
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen an Füllungsflächen und Kronenrändern
- Ansträgung bei adhäsiven Restaurationen in den approximal-zervikalen Zonen



Zur Abschrägung der Präparationsränder kann das rot- und das gelbcodierte Arbeitsfeld gleichermaßen verwendet werden.



Auch zum Finieren ist der ProxoStrip gut einsetzbar - ohne Beeinträchtigung des Kontaktpunktes.



Für die Feinpolitur ist das gelbcodierte Arbeitsfeld hervorragend geeignet, ohne Beeinträchtigung des Kontaktpunktes.

Ref. PX 4015-6  
Packung zu 6 Strips



Ref. PX 4015-12  
Packung zu 12 Strips




Ref. PX 4015
µm
<span style="color: red;">■</span> 40 <span style="margin-left: 100px;"><span style="color: yellow;">■</span> 15</span>

Intensiv SA  
via al Molino 107  
P.O. Box 741  
6916 Grancia  
Schweiz

Tel. + 41 91 986 50 50  
Fax + 41 91 986 50 59  
info@intensiv.ch  
www.intensiv.ch

 **Intensiv**  
Swiss Dental Products