

# Intensiv ProxoStrip

Pat.pend.  
2007 0219/07

Un unico strip per una perfetta levigatura delle superfici interprossimali.

Pratico, veloce, ergonomico!

- Rifinitura e lucidatura in un unico passaggio
- Presa ergonomica per una lavorazione semplice e sicura
- Appoggio ideale delle dita durante la lavorazione grazie alla specifica lunghezza dello strip (80mm)
- Rifinitura clinicamente perfetta delle superfici interprossimali
- Sterilizzabile e riutilizzabile per diverse applicazioni

Intensiv ProxoStrip è l'unico strip diamantato con due parti lavoranti di differente granulometria (40µm rosso, 15µm giallo) ed estremità forate per una presa sicura ed ergonomica. L'altezza di 2,5 mm e la parte centrale non diamantata garantiscono il rispetto assoluto della zona di contatto.

## Indicazioni

- Rifinitura e lucidatura delle otturazioni e dei restauri nelle zone interprossimali
- Eliminazione degli eccessi e delle debordanze delle otturazioni e dei restauri
- Bisello adesivo finale nelle zone interprossimali cervicali



Il bisello dei margini della preparazione si può effettuare con entrambe le parti lavoranti, rossa o gialla.



Con Intensiv ProxoStrip è anche possibile effettuare la rifinitura senza compromettere la zona di contatto.




Con la parte lavorante gialla si ottiene una lucidatura clinicamente ineccepibile della superficie interprossimale senza l'asportazione del punto di contatto.

Cod. 215PX4015/6  
Imballaggio da 6 strips



Cod. 215PX4015/12  
Imballaggio da 12 strips



		
µm	■ 40	■ 15

Distributore esclusivo per l'Italia



Via Darwin 32-34 20019  
Settimo Milanese (MI)  
Tel. 023357261 - fax 0233572626  
www.ravellispa.it

