

Intensiv HygienicTray

nach M. Gigandet, T. Engel, Universität Bern

**Der einzige Bohrerständer entwickelt
von Zahnärzten für Zahnärzte!
Hygienisch, kompakt, sterilisierbar!**

Für die Organisation der rotierenden Instrumente sind Bohrerständer aus strukturierten Zahnarztpraxen kaum wegzudenken.

- **Einfache Hygiene, da vollständig in drei Teile zerlegbar (Deckel, Sockel, Boden)**
- **Ergonomisches kompaktes Design, passend für das Standard-Steri-Tray**
- **Ideale Anordnung der 13 FG und 5 RA Bohrungen zur vereinfachten Entnahme der Instrumente**
- **Beständiger, hochwertiger Innoxstahl**

Indikationen

- Instrumentenorganisation während der Behandlung
- Unterstützung einer spezifischen Behandlungsindikation (z.B. Kons-Bohrerständer)
- Bohrerhalterung während des Sterilisationsprozesses



Ref. HT 100



Intensiv SA
via al Molino 107
P.O. Box 741
6916 Grancia
Schweiz

Tel. + 41 91 986 50 50
Fax + 41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

 **Intensiv**
Swiss Dental Products