

Intensiv HygienicTray

Un porte-fraise unique développé par des dentistes pour les dentistes!

Hygiénique, compact, stérilisable!

HygienicTray est un support indispensable pour une organisation optimale des instruments rotatifs dans chaque cabinet dentaire structuré.


- Facile à nettoyer grâce au démontage complet en trois parties (couvercle, plateau à instruments, socle)
- Design ergonomique et compacte, compatible avec tous les plateaux de stérilisation standard
- Disposition idéale des 13 perforations FG et de 5 perforations CA pour une meilleure préhension des instruments
- Acier inoxydable de haute qualité et durable

Indications

- Organisation idéale des instruments pendant le traitement
- Sequenceur des fraises pour un traitement spécifique (p.ex. porte-fraise de restauration)
- Porte-instruments pendant le processus de stérilisation



Ref. HT 100



Intensiv SA
via al Molino 107
P.O. Box 741
6916 Grancia
Suisse

Tel. + 41 91 986 50 50
Fax + 41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

 **Intensiv**
Swiss Dental Products