

Intensiv HygienicTray

L'unico portafrese sviluppato
da dentisti per dentisti!
Igienico, compatto, sterilizzabile!

Per l'organizzazione ed il supporto degli strumenti rotanti, il portafrese è diventato uno strumento indispensabile in ogni studio dentistico ben strutturato.

- **Igiene semplificata, grazie alle tre parti smontabili (coperchio, piattaforma e base)**
- **Design ergonomico e compatto, adatto a tutti i trays di sterilizzazione standard**
- **Ideale disposizione dei 13 fori FG e dei 5 fori RA per un facile accesso agli strumenti**
- **Acciaio inossidabile di alta qualità e durevole**

Indicazioni

- Perfetta organizzazione degli strumenti durante il trattamento
- Supporto per specifiche indicazioni di trattamento (es. supporto frese per Conservativa)
- Supporto per gli strumenti durante la sterilizzazione



COD. 218HT100



Distributore esclusivo per l'Italia



Via Darwin 32-34 20019
Settimo Milanese (MI)
Tel. 023357261 - fax 0233572626
www.ravellispa.it

