

Intensiv HygienicTray

¡El único fresero desarrollado por dentistas para dentistas!

¡Higiénico, compacto, esterilizable!

Para la organización de los instrumentos rotativos el fresero ha llegado a ser un instrumento indispensable en cualquier clínica dental bien estructurada.


- Higiene simplificada, gracias a las tres partes desmontables (tapa, base, fondo)
- Diseño ergonómico y compacto, compatible con todos los trays de esterilización estándar
- Disposición ideal de las 13 perforaciones FG y de las 5 perforaciones CA, para asegurar un fácil manejo de los instrumentos
- Acero inoxidable de alta calidad y duración

Indicaciones

- Organización óptima de los instrumentos durante el tratamiento
- Fresero para indicaciones específicas de tratamiento (p.ej. fresero para conservadora)
- Soporte para los instrumentos durante la esterilización



Ref. HT 100



Intensiv SA
via al Molino 107
P.O. Box 741
6916 Grancia
Suiza

Tel. + 41 91 986 50 50
Fax + 41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

 **Intensiv**
Swiss Dental Products