



Intensiv HygienicTray

Hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung rotierender Instrumente




REF HT1000:

- Aufnahmen für 13 FG und 5 RA Instrumente



REF HT2000:

- Aufnahmen für 26 FG und 10 RA Instrumente



REF HT3000:

- Aufnahmen für 36 FG und 18 RA Instrumente

Produktbeschreibung

- Zwei demontierbare Einzelteile aus hochwertigem Edelstahl
- Frei von schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Gerundete Kanten



Einsatz

- Organisation des Routine-Instrumentariums für alle Standard-Behandlungsprotokolle
- Aufbewahrung und Transport der rotierenden Instrumente

Vorteile

- Organisation und Bereitstellung der rotierenden Instrumente
- Einfache Instrumentenentnahme durch zueinander versetzte Anordnung
- Hygiene aufgrund 2 Einzelteile ohne schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Dauerhaft beständiger sterilisierbarer Edelstahl

Intensiv SA





Via al Molino 107
6926 Montagnola
Schweiz

Tel. + 41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch



Intensiv HygienicTray

Senden an customer.care@intensiv.ch

Produkt	REF	Empf. Verkaufspreis	Menge 
	Intensiv HygienicTray, HT1000 Aufnahmen für: 13 FG und 5 RA Instrumente 50x40x30 mm (LxWxH) REF HT1000		
	Intensiv HygienicTray, HT2000 Aufnahmen für: 26 FG und 10 RA Instrumente 104x44x30 mm (LxWxH) REF HT2000		
	Intensiv HygienicTray, HT3000 Aufnahmen für: 36 FG und 18 RA Instrumente 50x40x30 mm (LxWxH) REF HT3000		

PRAXISSTEMPEL



Intensiv Katalog

Ihr Lieferant _____

Datum _____

Unterschrift _____

AUTOMATISCHE E-MAIL ANFRAGE