

Intensiv Proxoshape

Universidad de Zúrich y Berna, Suiza

Limas diamantadas oscilantes para la remoción de lo excedentes y el modelado de las superficies proximales restauradas.



Indicaciones

- Eliminación de: excedentes de materiales para obturar o para cementar
- Acabado y adaptación de: contornos proximales de coronas en oro o cerámica
- Modelado y acabado de: superficies de restauración proximales

Ventajas

- Acceso facilitado al espacio interdental
- Ningun daño iatrogénico a los dientes adyacentes gracias al diamantado unilateral
- Evitar las superficies irregulares (con ondas) causadas por el uso de instrumentos rotatorios



Imágenes clínicas:
Universidad de Brescia, Italia



Intensiv Proxoshape
CL5 Video



REF PS2/6



REF PS2/12



REF PS2/36

Intensiv Swingle® con luz
Intensiv Swingle® sin luz



- REF WG-69 LT (con luz)
- REF WG-69 A (sin luz)

Contra-ángulo oscilante para uso con instrumentos oscilantes Intensiv

Escanear y enviar a customer.care@intensiv.ch

Clinica dental-/ Dirección

**CONSULTA AUTOMÁTICA POR
CORREO ELECTRÓNICO**

Proveedor habitual: _____

Fecha: _____



Para Intensiv
Proxoshape
llamar al
091 986 50 50

Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Suiza

Tel. + 41 91 986 50 50
order@intensiv.ch
www.intensiv.ch

