



Intensiv HygienicTray

Plateau à instruments en acier inoxydable pour la mise à disposition des instruments rotatifs




REF HT1000:

- Perforations pour 13 instruments FG et 5 instruments RA



REF HT2000:

- Perforations pour 26 instruments FG et 10 instruments RA



REF HT3000:

- Perforations pour 36 instruments FG et 18 instruments RA

Description du produit

- Pièces démontables en acier inoxydable de haute qualité
- Sans fentes et sillons difficilement accessibles
- Bords arrondis



Utilisation

- Organisation des instruments de routine pour tous les protocoles de traitement standard
- Conservation et transport des instruments rotatifs

Avantages

- Organisation et mise à disposition des instruments rotatifs
- Prise facile des instruments grâce à une disposition décalée
- Hygiène grâce à 2 pièces individuelles sans fissure et sillons difficilement accessibles
- Acier inoxydable durable et stérilisable

Intensiv SA





Via al Molino 107
6926 Montagnola
Suisse

Tel. + 41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch



Intensiv HygienicTray

envoyer à customer.care@intensiv.ch

Produit	RÉF	Prix de vente	Quantité 
	Intensiv HygienicTray, HT1000 Perforations pour 13 instruments FG et 5 instruments RA 50x40x30 mm (LxWxH)	REF HT1000	
	Intensiv HygienicTray, HT2000 Perforations pour 26 instruments FG et 10 instruments RA 104x44x30 mm (LxWxH)	REF HT2000	
	Intensiv HygienicTray, HT3000 Perforations pour 36 instruments FG et 18 instruments RA 50x40x30 mm (LxWxH)	REF HT3000	

CACHET



Intensiv Catalogue

Votre fournisseur _____

Date _____

Signature _____

**DEMANDE AUTOMATIQUE
PAR E-MAIL**

Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Suisse

Tel. + 41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

