



Intensiv HygienicTray

Portafrese in acciaio inox per l'organizzazione degli strumenti rotanti




REF HT1000:

- Fori per 13 strumenti FG e 5 strumenti RA



REF HT2000:

- Fori per 26 strumenti FG e 10 strumenti RA



REF HT3000:

- Fori per 36 strumenti FG e 18 strumenti RA



Descrizione del prodotto

- Pezzi smontabili in acciaio inox di alta qualità
- Privo di fessure e cavità difficilmente accessibili
- Bordi arrotondati

Indicazioni

- Organizzazione di kit di strumenti di routine per tutti i protocolli standard di trattamento
- Conservazione e trasporto degli strumenti rotanti

Vantaggi

- Organizzazione e disposizione degli strumenti rotanti
- Facile accesso agli strumenti grazie alla posizione dei fori
- Igiene grazie a 2 parti individuali privi di fessure e cavità difficilmente accessibili
- Acciaio inossidabile durevole e sterilizzabile

Intensiv SA



Via al Molino 107
6926 Montagnola
Svizzera

Tel. + 41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch



Intensiv HygienicTray

Inviare a customer.care@intensiv.ch

Prodotto	REF	Prezzo raccomandato	Quantità 
	Intensiv HygienicTray, HT1000 Fori per: 13 strumenti FG e 5 strumenti RA 50x40x30 mm (LxWxH)	REF HT1000	
	Intensiv HygienicTray, HT2000 Fori per: 26 strumenti FG e 10 strumenti RA 104x44x30 mm (LxWxH)	REF HT2000	
	Intensiv HygienicTray, HT3000 Fori per: 36 strumenti FG e 18 strumenti RA 50x40x30 mm (LxWxH)	REF HT3000	

TIMBRO DELLO STUDIO DENTISTICO



Catalogo Intensiv

Fornitore abituale _____

Data _____

Firma _____

**RICHIESTA AUTOMATICA
PER E-MAIL**

Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Svizzera

Tel. + 41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

