

Intensiv Proxoshape

Università di Zurigo e Berna, Svizzera

Lime diamantate oscillanti per l'asporto delle eccedenze in eccesso e la modellazione delle superfici approssimali restaurate.



Indicazioni

- Rimozione di: eccedenze di materiali da otturazione o da cementazione
- Rifinitura e adattamento di: sovracontorni approssimali della corona in oro o ceramica
- Modellazione e rifinitura di superfici di restauro approssimali

Vantaggi

- Accesso agevolato allo spazio interdente
- Nessun danno iatrogeno ai denti adiacenti grazie al rivestimento in diamante monolaterale
- Evitare le superfici irregolari (a onde) causate dall'uso di strumenti rotanti



Immagini cliniche:
Università di Brescia, Italia



Intensiv Proxoshape
CL5 Video



REF PS2/6



REF PS2/12



REF PS2/36

Intensiv Swingle® con luce
Intensiv Swingle® senza luce



- REF WG-69 LT (con luce)
- REF WG-69 A (senza luce)

Contrangolo reciprocante da utilizzare con gli strumenti oscillanti Intensiv

Scannerizzare e inviare a customer.care@intensiv.ch

Timbro dello studio dentistico-/ Indirizzo

**RICHIESTA AUTOMATICA
PER E-MAIL**

Fornitore abituale

Data



Per Intensiv
Proxoshape
chiamare lo
091 986 50 50

Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Svizzera

Tel. + 41 91 986 50 50
order@intensiv.ch
www.intensiv.ch

