

Intensiv ApproxOpener

Manueller gezahnter Metallstrip zur Beseitigung von koronalen Überschüssen der adhäsiven Restauration



Indikationen

- Entfernen von überschüssigem Zementierungsmaterial im koronalen Bereich bei adhäsiven (indirekten) Restaurationen

Vorteile

- Materialentfernung nach Zementierung ohne Verletzung der Zahnhartsubstanz dank der nicht diamantierten Ausführung
- Sichere Anwendung dank der Bogenspannung
- Sterilisierbar, wiederverwendbar

Produktbeschreibung

- Manueller Metallstrip gespannt in einen Metallbogen
- Gezahnt
- Höhe des Strips: 4 mm
- Länge des Strips: 20 mm



REF AO2018/3