

Intensiv ApproxOpener

Gezählter und diamantierter Metallstrip in Inox-Stahl zur manuellen Öffnung enger Kontaktpunkte in der Kieferorthopädie

Indikationen

- Manuelle approximale Öffnung enger Kontaktpunkte während kieferorthopädischer Behandlung (Stripping)

Vorteile

- Friktionsfreie Anwendung zwischen den Kontaktpunkten dank der ultrafeinen Körnung und der gezahlten Stripkante
- Kalibrierte Öffnung zur Anwendung der Stripping-Methode
- Sichere Anwendung dank der Bogenspannung

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



Produktbeschreibung

Diamantierter Metallstrip, gespannt in einen Metallbogen, in 2 Ausführungen:

- Gezählt und einseitig diamantiert (8 μ m), Stärke ca. 0.09 mm
- Gezählt und beidseitig diamantiert (8 μ m), Stärke ca. 0.10 mm
- Höhe des Strips: 4 mm
- Länge des Strips: 20 mm



REF AO2018DS/3 Double Sided
REF AO2018OS/3 One Sided