

Intensiv Cerinlay Set

Spezifische Diamantinstrumente für die Kavitäten-Präparation für Inlays

Die Rekonstruktion mit Keramik-Inlays erfordert einfache Präparationen mit gerundeten internen Kanten und Kavitätenränder ohne Ansträgungen. Die geringe Konizität und die adäquat geringen Durchmesser dieser Instrumente erlauben eine Realisierung von unterschnittfreien Kavitätenpräparationen.



REF 011

Produktbeschreibung

- 4 Konus, Kanten rund, Ø 014 und 018, 6 und 8 mm, 80 µm
- 4 form- und dimensionskongruente Instrumente in 25 µm

Farbcode	Mikron	Beschreibung
524	80 µm	Medium
514	25 µm	Fine

LÄNGE in mm		RADIUS in mm		DURCHMESSER in ISO 1/10 mm	
L	R	R	R	Ø	Ø
6.0	0.20	0.28	0.28	014	018
8.0	0.20	0.28	0.28	014	018
6.0	0.28	0.28	0.28	018	018
8.0	0.28	0.28	0.28	018	018

REF 011 – FG	FG 8425	FG 8427	FG 8525	FG 8526	FG 3425	FG 3427	FG 3525	FG 3526

Indikationen

- Präparation und Feinbearbeitung von Keramik-Inlay Kavitäten für Prämolaren und Molaren

Vorteile

- Klinisch geprüfte Präparationsmethode der Universität Berlin
- Finieren von frakturefreien Schmelzrändern
- Spaltfreie marginale Einpassung der Inlays möglich

Universität Berlin, Deutschland



- 01 Präparation einer Kavität für Teilkronenpräparation mit Instrument FG 8526
- 02 Finieren der Präparation mit Instrument FG 3526
- 03 Finieren der Kavität mit Instrument FG 3525