

Intensiv Geneva Prep Set

Diamantinstrumente für Kronen- und Brückenprothetische Restaurationen

Instrumente für klassische Kronen- und Brückenrestaurationen nach Methoden der Universität Genf.



REF 055

Produktbeschreibung

- 1 Konus, rund, Ø 012, 7 mm, 90 µm
- 2 Konus, rund, Ø 016 und 018, 10 und 8 mm, 106 µm
- 2 Konus, rund, Ø 022 und 023, 10 und 11 mm, 106 µm
- 1 Football, Ø 023, 5 mm, 106 µm
- 2 Konus, rund, Ø 016 und 024, 6 und 7 mm, 50 µm
- 1 Football, Ø 016, 3 mm, 50 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.

Instrument	Länge (L) in mm	Durchmesser (Ø) in mm	Farbcode
FG D16	7.0	012	524
FG D6	10.0	016	524
FG 235	8.0	018	524
FG 237	10.0	022	524
FG 240	11.0	023	524
FG 255	5.0	023	524
FG D8 GB	6.0	016	514
FG D7 GB	7.0	023	514
FG 274 GB	3.0	016	514

Indikationen

- Stumpfpräparationen für Kronen und Brücken

Vorteile

- Reduzierte Instrumentenanzahl für komplexe Präparationsabläufe
- Geprüfte Methoden der Universität Genf

Universität Genf, Schweiz

