

Intensiv HygienicTray

Neu

Beständig hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung rotierender Instrumente der Behandlungsroutine


Für die stetige Bereitstellung sämtlicher rotierender Instrumente der Behandlungsroutine sind Instrumententrays zur unverzichtbaren Unterstützung in der Zahnarztpraxis geworden. Das Intensiv HygienicTray bietet hierzu die geeignete Lösung. Die Praxisprozesse werden standardisiert durch die Bereitstellung des in der Praxis verwendeten vollständigen rotierenden Routine-Instrumentariums.



REF HT1000



REF HT2000



REF HT3000

Produktbeschreibung

- Demontierbare Einzelteile aus hochwertigem Edelstahl
- Frei von schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Gerundete Kanten
- Höhe passend für Standardsterilisationstrays

REF HT1000:

- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen für 13 FG und 5 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch erhöhte geneigte Position
- Dimensionen: 50x40x30 mm (LxBxH)

REF HT2000:

- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen für 26 FG und 10 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position
- Dimensionen: 104x44x30 mm (LxBxH)

REF HT3000:

- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen für 36 FG und 18 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position
- Dimensionen: 150x44x30 mm (LxBxH)

Einsatz

- Organisation des Routine-Instrumentariums für alle Standard-Behandlungsprotokolle
- Aufbewahrung und Transport der rotierenden Instrumente

Vorteile

- Organisation und Bereitstellung der rotierenden Instrumente
- Einfache Instrumentenentnahme durch zueinander versetzte Anordnung
- Hygiene aufgrund 2 Einzelteile ohne schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Dauerhaft beständiger sterilisierbarer Edelstahl