

Intensiv IPR-DistanceControl

Manuelles Instrument aus Inox-Stahl zur Unterstützung der Kontrolle der Zahnzwischenräume, die während des IPR-Protokolls entstehen

Indikationen

- Unterstützung der Kontrolle der Zahnzwischenräume beim Approximal-Stripping während kieferorthopädischen Behandlungen

Vorteile

- Sichere Handhabung
- Unterstützung dank der verschiedenen Stärken
- Hohe Anzahl an Kontrolle der Abständen, mit Kombinationen der 8 Instrumente

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



Produktbeschreibung

- Intensiv IPR-DistanceControl ist ein manuelles Metallinstrument
- Es besteht aus einem 8-teiligen Instrumentenset mit verschiedenen Stärken und Griff (Fingerhalt)
- Die Angabe der Stärke ist auf jedem Instrument markiert
- Auswechselbare Kunststoff-Niete zur Fixierung der 8 Instrumente
- Höhe / Länge des Messteils: 4 / 40 mm



REF IPR-DC Set