


# Intensiv Metall Diamantstreifen Trial Kit

Finieren und Polieren der approximalen Flächen ästhetischer Restaurationen

Intensiv ProxoStrip, Intensiv ProxoStrip Anterior, Intensiv ProxoContour Coars und Intensiv ProxoPolish sind einzigartige diamantierte Metallstrips. Die Länge der Strips ermöglicht eine vereinfachte Abstützung der Finger während der Behandlung. Die Striphöhe von 2,5 mm sowie die freie Zone zwischen den Arbeitsfeldern erhalten den vorhandenen Kontaktpunkt.



## Produktbeschreibung

- 4 verschiedene Metallstrip einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Freie, nicht diamantierte Zone zwischen den beiden Arbeitsfeldern
- Höhe: 2,5 mm
- Stärke: 0,05 mm
- Sterilisierbar, Mehrfachverwendung

Trial Kit REF PXT/6

Inhalt:

- 2 Intensiv ProxoStrip
- 1 Intensiv ProxoStrip Anterior
- 2 Intensiv ProxoContour Coarse
- 1 Intensiv ProxoPolish