

Intensiv Mini Prep Set

Diamantinstrumente für minimal invasive Restaurationen

Die minimal invasiven Restaurationstechniken haben zum Ziel, den Verlust von gesunder Zahnhartsubstanz einzuschränken. Defektorientiertes Vorgehen fordert daher Präparationstechniken mit entsprechend miniaturisierten Instrumentenformen.



REF 144

Produktbeschreibung

- 1 Zylinder, Ø 007, 2 mm, 40 µm
- 2 Kugeln, Ø 007, mit unterschiedlichen Halslängen, 40 µm
- 1 Rad, Ø 015, 0.7 mm, 40 µm

Farbcode	Mikron	Beschreibung
514	40 µm	Fine

REF 144 - FG	L	Ø	FG
FG 4612	2.0	007	FG 4612
FG 4199		007	FG 4199
FG 4699		007	FG 4699
FG 4610	0.7	015	FG 4610

Indikationen

Präparation von:

- Amalgam- und Kompositfüllungen der Klasse I
- Kompositfüllungen der Klassen II und III
- Palatinalen Füllungen
- Tunnelpräparationen

Vorteile

- Erhaltung der gesunden Zahnhartsubstanz
- Erhalt der Randleiste bei Tunnelpräparationen
- Selektiver Zugang möglich
- Kein Nachfinieren notwendig

Universität Zürich, Schweiz



Klinische Abbildungen

- 01 Tiefenkontrolle der Präparation mit Instrument FG 4612
- 02 Präparieren einer palatinalen Mikrokavität mit Instrument FG 4610
- 03 Palatinale Öffnung und Präparation einer Frontzahnkavität mit Instrument FG 4610