

Intensiv Ortho-Strips® System



Oszillierende Diamantstrips für die interdental doppelseitige oder einseitige Zahnschmelzreduktion in der Kieferorthopädie

Bei der Öffnung des Interdentalraumes und der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt.

Mit dem Intensiv Ortho-Strips System ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschliessender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz möglich.



Produktbeschreibung

- Oszillierende Strips, beidseitig oder einseitig diamantiert
- 6 verschiedene Körnungen:
 - 08 µm, Orange, öffnen
 - 40 µm, Rot, konturiertes reduzieren
 - 60 µm, Braun, rasches reduzieren
 - 80 µm, Blau, sehr rasches reduzieren
 - 25 µm, Weiss, finieren
 - 15 µm, Gelb, polieren
- Sterilisierbar

Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Sortiment mit 6 Stück, REF OSSet02/6

- OS08OP-DS, OS40M-DS, OS60C-DS, OS80XC-DS, OS25F-DS, OS15POL-DS

Intensiv Ortho-Strips System, Left-Sided, REF OSSet02L/6

- OS08OP-L, OS40M-L, OS60C-L, OS80XC-L, OS25F-L, OS15POL-L

Intensiv Ortho-Strips System, Right-Sided, REF OSSet02R/6

- OS08OP-R, OS40M-R, OS60C-R, OS80XC-R, OS25F-R, OS15POL-R

Intensiv Ortho-Strips System, Opener

- Strip mit gezahnter Kante und ultrafeiner 8µm Körnung um friktionsfrei Kontaktpunkte zu öffnen



Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrößerung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie durch bilaterale oder unilaterale Zahnschmelzreduktion
- Elimination von leichten Engständen, Finish der Behandlung in der Kieferorthopädie
- Approximale bilaterale Schmelzpolitur

Vorteile

- Effiziente Öffnung der Kontaktpunkte
- Rasche und kontrollierte Reduktion des Zahnschmelzes
- Approximale Konturierung, Finierung und Politur beider Nachbarzähne in einem Arbeitsschritt
- Mehrfach anwendbar

Klinische Abbildungen

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



- 01 Öffnung des Interdentalraumes mit OS08OP-DS, Opener, 8 µm
- 02 Zahnschmelz konturiert reduzieren mit OS40M-DS, Medium, 40 µm
- 03 Zahnschmelz rasch reduzieren mit OS60C-DS, Coarse, 60 µm
- 04 Sehr rasche Zahnschmelzreduktion mit OS80XC-DS, Extracoarse, 80 µm
- 05 Kontrolliertes Finieren mit OS25F-DS, Fine, 25 µm
- 06 Polieren mit OS15POL-DS, Polishing, 15 µm

Farbcode	Mikron	Beschreibung
524	80 µm	Extracoarse
524	60 µm	Coarse
514	40 µm	Medium
514	25 µm	Fine
504	15 µm	Polishing
494	8 µm	Opener

Diamantierung:
DS = Beidseitig
L = Links
R = Rechts

Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided und One-Sided sind erhältlich in Packungen zu 3, 6 oder 12 Stück.