

# Intensiv Ortho-StripsTray

Kompaktes Edelstahl-Tray mit farbigen Silikonhaltern für die Bereitstellung der oszillierenden Intensiv Ortho-Strips

Für die Prozesse in der Kieferorthopädischen Praxis ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienischen und sterilisierbaren Instrumenten-Halter zur Verfügung zu haben. Die Identifizierung der zu anzuwendbaren Strips muss eindeutig sein. Die Aufbewahrung der Strips sollte in absoluter Sicherheit erfolgen.




REF OST400

## Produktbeschreibung

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel
- Schwenkbare Einlage mit sechs Aufnahmen, für sterilisierbare, farbige Silikonhalter
- Dimensionen: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Es verfügt über Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Inneren mit Desinfektionslösung
- Farbige Silikonhalter erlauben die Anordnung von unterschiedlichen Intensiv Ortho-Strips

- 01 Farbige Silikonhalter im Tray erlauben eine Zuordnung der Intensiv Ortho-Strips
- 02 Auswahl zusammengestellter Intensiv Ortho-Strips



Silikonhalter mit Instrumenten-Schaft									
REF	056green/10	056grey/10	056darkblue/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (die Körnung bezieht sich auf die Instrumente)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Alle farbigen Silikonhalter sind erhältlich in Packungen zu 10 Stück oder im Sortiment zu 8 Stück. Mit dem Tray werden 8 farbige unterschiedliche Silikonhalter gratis geliefert. Zusätzliche Silikonhalter können zusammen mit dem Tray bestellt werden.

## Einsatz

- Sichere Aufbewahrung und Transport der Intensiv Ortho-Strips in der Kieferorthopädischen Praxis

## Vorteile

- Die Intensiv Ortho-Strips sind entsprechend Farbe/Körnung zugeordnet
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Sichere(r) Aufbewahrung und Transport der Intensiv Ortho-Strips