

Intensiv PerioDiaCurette


Diamantierte Paro-Küretten für die manuelle Wurzelglättung in der parodontalen Therapie

Indikationen

- Finale Wurzelglättung im Rahmen der parodontalen Therapie unter erschwerten morphologischen Verhältnissen

Vorteile

- Der Einsatz manueller Instrumente garantiert volle taktile Sensibilität
- Die Universal-Kürette ist besonders geeignet für Konkavitäten und Einziehungen der Wurzeloberflächen
- Restlose Glättung bis zur Homogenität der Wurzeloberflächen



REF PDC 13-14

REF PDC-A (Assortiment, 4 PerioDiaCurette)