

# Intensiv ProxoContour Coarse Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip  
zum Konturieren und Finieren

## Indikationen

- Beseitigung von Überschüssen an den Füllungsrandern direkter und indirekter adhäsiver Restaurationen
- Modellieren und Finieren von überkonturierten Stellen ausgeprägter ästhetischer Restaurationen

## Vorteile

- Friktionsfreies Anwenden dank perforierter Arbeitsflächen
- Rasches und effizientes Entfernen der Überschüsse dank der groben Körnung

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



## Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Diamantierte Fläche mit 3 Streifen Loch-Perforation
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXCC8040/6

■ 80 µm ■ 40 µm