

Intensiv ProxoPolish

Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip zur effizienten Entfernung von Verfärbungen und manuellen Politur approximaler Flächen

Indikationen

- Beseitigung von Verfärbungen auf approximalen Flächen
- Glanzpolitur approximaler Flächen
- Vervollständigung der professionellen Zahnreinigung approximaler Flächen

Vorteile

- Effiziente manuelle Reinigung und Politur in einem Arbeitsgang mit demselben Instrument
- Ergonomische Griffenden, kurzer Strip für eine einfache, sichere Anwendung

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXPO1508/6

■ 15 µm ■ 8 µm