

Intensiv ProxoshapeTray

Kompaktes, hochwertiges und langlebiges Tray für die Aufbewahrung und den Transport der Intensiv Proxoshape Feilen

Für die Prozesse in der Zahnarztpraxis ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienischen und sterilisierbaren Instrumenten-Halter zur Verfügung zu haben. Die Identifizierung der zu anzuwendbaren Feilen muss eindeutig sein. Die Aufbewahrung der Feilen sollte in absoluter Sicherheit erfolgen.




REF PST500

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel.
- Schwenkbare Einlage mit neun Aufnahmen, für sterilisierbare, farbige Silikonhalter
- Dimensionen: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Mit Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Inneren mit Desinfektionslösung
- Farbige Silikonhalter erlauben die Anordnung von unterschiedlichen oszillierenden Intensiv Feilen

- 01 Einfaches Erkennen der Intensiv Feile
- 02 Sicheres Entnehmen der Intensiv Feile



Silikonhalter mit Instrumenten-Schaft									
REF	056green/10	056grey/10	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (die Körnung bezieht sich auf die Instrumente)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Alle farbigen Silikonhalter sind erhältlich in Packungen zu 10 Stück oder im Sortiment zu 8 Stück. Mit dem Tray werden 9 farbige Silikonhalter wie im Bild gratis geliefert. Zusätzliche Silikonhalter können zusammen mit dem Tray bestellt werden.

Einsatz

- Sichere Aufbewahrung und Transport der oszillierenden Intensiv Feilen in der Zahnarztpraxis

Vorteile

- Die Intensiv Feilen sind entsprechend Farbe/Körnung zugeordnet
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Geeignet für die Desinfektion und Sterilisation
- Sichere(n) Aufbewahrung und Transport der Intensiv Feilen