

Intensiv ProxoStrip Anterior ^{Pat. 699 819}

Einzigartiger, kurzer diamantierter Metallstrip mit Griffenden
zur finalen Glättung approximaler Flächen

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen an Füllungsflächen und Kronenrändern
- Anshrägung der Kavitätenränder bei adhäsiven Restaurationen in den approximal-zervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Ergonomischer Griff für eine einfache, sichere Anwendung
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger und verkürzten Hebel mit reduzierter Distanz zum Operationsfeld

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 55 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXA4015/6, REF PXA4015/12

■ 40 µm

■ 15 µm