

Intensiv ProxoStrip ^{Pat. 699 819}

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip mit Griffenden
zur finalen Glättung approximaler Flächen

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen
- Ansrägung bei adhäsiven Restaurationen in den approximalzervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger
- Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PX4015/6, REF PX4015/12

■ 40 µm ■ 15 µm