

Intensiv ProxoStrip Plus Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip mit Plastik-Griffenden zur finalen Glättung approximaler Flächen

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen
- Ansträgung bei adhäsiven Restaurationen in den approximalzervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger
- Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Ergonomische Stripenden in griffsicherem Kunststoff
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 83 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXP4015/6, REF PXP4015/12

■ 40 µm

■ 15 µm