

Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior

Diamantinstrumente für anteriore und posteriore direkte und indirekte Restaurationen

Die direkten und indirekten ästhetischen Restaurationen haben eine vorherrschende Rolle in der modernen Zahnheilkunde eingenommen und stellen eine neue Grenze zwischen der konservierenden Zahnheilkunde und der Prothetik dar.

Es wurde ein Instrumentensatz für alle klinischen Indikationen auf dem Gebiet der direkten und indirekten ästhetischen Restaurationen zusammengestellt.



REF 202PI



REF 202PD



REF 202ADI

Produktbeschreibung

3 Sets mit 8 Diamant-Schleifinstrumente, jedes Set ist im Intensiv HygienicTray HT1000.

REF 202PI

Indirekte posteriore Restaurationen

- 1 Konus, Ø 012, 8 mm, 90 µm
- 4 Konus, Kante rund (KR), Ø 014, 8 mm, 80 und 25 µm
- 1 Konus, Ø 020, 4 mm, 25 µm
- 2 Konus, Ø 018, 6 mm, 80 und 25 µm

REF 202PD

Direkte posteriore Restaurationen

- 1 Zylinder, Ø 009, 3 mm, 80 µm
- 4 Zylinder, KR, Ø 011 und 013, 6 mm, 80 und 25 µm
- 2 Zylinder, KR, Ø 014, 8 mm, 80 und 25 µm
- 1 Flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm

REF 202ADI

Direkte und indirekte anteriore Restaurationen

- 3 Kugeln, Ø 009, 014 und 023, 60 µm
- 1 Zylinder, rund Ø 012, 10 mm, 90 µm
- 1 Flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm
- 2 Kugeln, Ø 012 und 021, 40 µm
- 1 Zylinder, rund Ø 013, 10 mm, 40 µm

Indikationen

- Präparation anteriorer und posteriorer Kavitäten für direkte und indirekte Restaurationen
- Konservierende Präparationen mit perfekt finierten Kavitätenwänden und -rändern

Vorteile

- Anordnung im Intensiv HygienicTray (HT1000), um die Erkennung und Organisation der Sets zu vereinfachen
- Mögliche Individualisierung der Sets durch Einfügen zusätzlicher Instrumente dank der 13 FG und 5 RA Aufnahmen im Tray
- Dimensionskongruenz zwischen den Präparations- und Finierinstrumenten

Dr. R. Spreafico, Busto Arsizio, Italien




Klinische Abbildungen

- 01 FG 8525: Kavitätenwandpräparation
- 02 FG 3413R: Ausarbeitung des okklusalen Kavitätenbodens
- 03 FG 8212S: Kavitätenöffnung für direkte Restaurationen
- 04 FG 3514/3614B/3414B: Ausarbeiten der Kavitätenränder
- 05 FG 305L: Präparieren labialer diagnostischer Rillen und Präparieren der Inzisalkante
- 06 FG 4307N: Ausarbeitung der Präparation für Veneers

Farbcode	Mikron		Beschreibung
 524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
 524	80 µm		Medium
 514	40 µm		Fine
 514	25 µm		Fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



REF 202PI – FG	REF 202PD – FG	REF 202ADI – FG
