

Intensiv Tooth Caring Bur Set

Diamantinstrumente für das Tiefersetzen und Finieren von approximalen Kastenpräparationen und Stufenränder bei Stumpfpräparationen

Diese Präparationstechnik erfordert eine Serie spezieller Instrumente, die einen effizienten und kontrollierten Substanzabtrag ermöglichen. Gleichzeitig sichern diese Instrumente ideal finierte Oberflächen der Stufen und Ränder bei Stumpfpräparationen in der Prothetik.



REF 001

Produktbeschreibung

- 2 Zylinder, Kante rund, nur stirnseitig diamantiert, Ø 011, 40 und 25 µm
- 3 formgleiche Instrumente, Ø 014, 80, 40 und 25 µm

Farbcode	Mikron	Beschreibung
■ 524	80 µm	Medium
■ 514	40 µm	Fine
■ 514	25 µm	Fine

FARBCODE
Körnungsanzeige

Ø DURCHMESSER
in ISO 1/10 mm

REF 001 – VB1 – FG	Ø 011	Ø 011	REF 001 – VB2 – FG	Ø 014	Ø 014	Ø 014
	■ FG 01140	■ FG 01125		■ FG 01480	■ FG 01440	■ FG 01425

Indikationen

- Präparation von Stufenrändern und approximalen Kastenrändern

Vorteile

- Beibehaltung der präparierten Stumpf- und Hohlkehlgometrien
- Vermeidung von iatrogenen Schäden

Universität Bern, Schweiz

