

Intensiv UniglossPaste

Einstufige universelle Diamantpolierpaste mit einzigartig auf die Oberflächen abgestimmter Mikrokörnung für die Hochglanzpolitur

Indikationen

- Finale Hochglanzpolitur der Oberflächen aller Komposite

Vorteile

- Anwendung mit Standard Nylonbürstchen oder Prophylaxe Gummikelchen
- Hochglanzpolitur in nur 15 Sekunden
- Gleicher Hochglanz auf restaurierten und natürlichen Oberflächen
- Eine einzige Paste für die Hochglanzpolitur

Dr. Simona Giani, Varese, Italien



Produktbeschreibung

- Polierpaste mit einem signifikanten Anteil an ultrafeinen Naturdiamanten, in ihrer Zusammensetzung abgestimmt auf die Oberflächenrauigkeit der Komposite
- Die gewählte Mischung des Diamantgranulats entspricht den unteren Dimensionen der ultrafeinen Körnungen



REF 2500 - Spritze zu 2.5g