

Intensiv UniglossPolisher Pat. 2564803

Formstabile Diamant Polymer Polierer zur Hochglanzpolitur der ästhetischen Restaurationen

Indikationen

- Finale Hochglanzpolitur aller konvexen und ausgeprägten konkaven Flächen ästhetischer Restaurationen aus Komposite
- Unterhalt der vorhandenen ästhetischen Restaurationen

Vorteile


- Formbeständige Formen während mehrfacher Anwendung
- Übertrender Glanzeffekt und minimale Oberflächen-Rauigkeit
- Vollständige Fissuren-Politur aufgrund der flexiblen und formstabilen Spitze
- Schonung des Randschlusses

Dr. Simona Giani, Varese, Italien



Produktbeschreibung

- Diamond Polymer Polierer hochgefüllt mit ultrafeinen Diamanten
- Schlanke Flamme und kompakter Kelch, farblos
- Kern der Flamme- und Kelch-Formen mit Mandrell, bestehend aus resistenten Kunststoff
- Autoklavierbar, mehrfach verwendbar



REF 2300/6 - Packung zu je 3 Stück
REF 2310/6 - 6 Flammen | REF 2320/6 - 6 Kelche