

Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set

Diamantinstrumente für prothetische Kronen- oder Brückenrestaurationen

Es ist bei prothetischen Präparationen erforderlich, präzise, wiederholbare und verlässliche Methoden zu befolgen. Die von Dr. Dazhaev, Moskau, in Zusammenarbeit mit Intensiv entwickelte Methode erlaubt es, strukturiert vorzugehen und so langanhaltende Ergebnisse zu garantieren.



Produktbeschreibung

- 3 Zylinder, rund, Ø 010, 012 und 021, 8 mm, 125 µm
- 2 Zylinder, rund, Ø 013 und 022, 8 und 5 mm 40 µm
- 2 Eiform Instrumente, Ø 023 und 022, 5 mm, 125 und 40 µm
- 2 Konus, rund, Ø 012 und 013, 10 mm, 125 und 40 µm
- 4 Tiefenmarkierer, Ø 010, 004, 006 und 008, 2 und 1 mm, 125 µm

REF 010

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
514	40 µm		Fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

REF 010 - FG	L 8.0 Ø 010	L 8.0 Ø 012	L 8.0 Ø 013	L 8.0 Ø 021	L 8.0 Ø 022	L 5.0 Ø 023	L 10.0 Ø 012	L 10.0 Ø 013
	FG 309 C	FG 321 C	FG 4315S	FG 235A C	FG 4235S	FG 250 C	FG 305L C	FG 4307N

Tiefen - Markieren	L 2.0 Ø 010	L 1.0 Penetration depth 004	L 1.0 Schleiftiefe 006	L 1.0 Schleiftiefe 004
	FG 707 C	FG 102A C	FG 103A C	FG 108A C

Indikationen

- Präparieren von Vollkronen
- Präparieren von Porzellan-Veneers

Vorteile

- Schnelle und präzise Reduzierung
- Tiefenanzeigen
- Präparieren einer präzisen Nettoauskehlung
- Verknüpfung einer klassischen und minimalinvasiven Methode der Präparation

Dr. G. Dazhaev, Moskau, Russland

