

Neu
für Stripping

Intensiv Swingle Professional Kit Ortho

Kalibriertes und effizientes Stripping
in der Kieferorthopädie

Professionelles Verfahren für die Anwendung
diamantierter Strips in IPR Protokollen

2. Platzgewinnung



3. Finieren



1. Eröffnung



20'000 Oszillationen
1.8 mm reziprok

fixiert

frei



- Interproximale Platzgewinnung mittels Stripping gemäss dem Protokoll IPR (InterProximalReduction) bei kieferorthopädischen Behandlungen
- Finieren und finales Polieren der behandelten Zahnflächen